

UTILISATION DU KIT VICTIME BRÛLÉE



Indications

Pour toutes brûlures thermiques à partir du 2^{ème} degré.



Justifications

Les compresses stériles imbibées de gel permettent un refroidissement rapide de la brûlure. Elles évitent ainsi l'extension de celle-ci et réduisent la douleur. Leur stérilité assure la protection de la plaie avec un retrait aisé et sans adhérence.



Nombre de SP : 1 à 2



Matériels

- Kit victime brûlée contenant :
- 4 compresses Gel d'eau de 10x10cm ;
- 2 compresses Gel d'eau de 20x20cm ;
- 2 compresses Gel d'eau de 60x40cm ;
- 1 couverture isotherme ;
- 1 champ stérile.



Mise en œuvre



- Sur des mains propres (savon ou solution hydro-alcoolique), enfiler des gants à usage unique.
- Choisir la ou les compresses de taille adaptée à la surface corporelle brûlée.



- Ouvrir l'emballage et sortir la compresse en tenant seulement les coins.



- Appliquer sur la brûlure en la recouvrant entièrement.



- Recouvrir d'un champ stérile maintenu par une bande crêpe.



- Emballer dans une couverture de survie.



- En cas de brûlure de la face, pratiquer des ouvertures dans une compresse de grande taille correspondantes aux orifices du visage. La compresse tient d'elle-même sur le visage de la victime allongée.

Faire les trous avant d'appliquer la compresse sur le visage.





Risques et contraintes

- Les compresses étant stériles, elles ne doivent pas être manipulées en leur milieu.
- La protection thermique permet de laisser les compresses d'hydrogel jusqu'à 8h.
- Le nombre de compresses présentes dans le kit réduit les risques d'hypothermie engendrée par la limitation de la surface de contact. Il n'est pas recommandé d'utiliser un second kit sur une même victime sans l'avis d'un médecin ou d'un infirmier de sapeurs-pompiers.
- Si en raison de la limitation du nombre de compresses dans le kit, toute la brûlure n'est pas recouvrable, il faut toujours prioriser les voies aériennes (visage et cou) ainsi que le thorax ou, en l'absence de brûlures dans ces zones prioritaires, les brûlures circulaires.



Critères d'efficacité

- La douleur diminue rapidement.
- Toute la surface brûlée est recouverte (si le nombre de compresses le permet).



Points clés

- Les compresses d'hydrogel remplacent efficacement le refroidissement aléatoire à l'eau.
- Elles permettent une mise en œuvre rapide, efficace, et précise.
- La protection thermique évite un refroidissement trop brutal de la victime (hypothermie).



Entretien - Maintenance

- Kit à stocker préférentiellement à plat.
- Produit soumis à péremption.
- Vérifier l'intégrité des emballages avant emploi.

