

UTILISATION D'UN KIT SINUS



Indications

- Mise en œuvre possible sur ordre du COS par les services de secours dans le cadre de Situation à Multiples Victimes (SMV) à partir de 5 blessés potentiels (UR + UA) ;
- Mise en œuvre systématique à partir de 10 victimes potentielles (UR + UA + DCD + IMP) (ex: AVP, intoxication CO, incendie avec victimes, tuerie de masse/attentat, etc.).




Nombre de SP : 1



Justifications

L'acronyme SINUS signifie Système d'Information NUMérique Standardisé.

Il s'agit d'un outil de dénombrement et de traçabilité des victimes (blessés, impliqués et décédés) prises en charge lors d'un événement d'importance (Situation à Multiples Victimes, ORSEC NOVI).



Matériels

Conditionné dans un sachet transparent, le kit SINUS est composé de :

- 1 anneau de 10 bracelets ;
- 1 fiche mode opératoire.

Il est affecté dans les véhicules et lots opérationnels du SDIS 03 comme suit:

- 1 par VSAV ;
- 2 par VLI et VLCG ;
- 5 par VPMA ;
- 10 par Lot SINUS dans les CSP et au CODIS



Mise en œuvre

Lors de son utilisation, le bracelet SINUS est détaché de l'anneau (à l'exception du talon qui reste sur l'anneau).



- Apposer le bracelet sur le poignet droit de la victime en rabattant la partie collante de manière adéquate pour permettre au bracelet de coulisser sur l'avant-bras si besoin mais sans pouvoir être enlevé en passant par la main.



- En cas d'impossibilité de l'apposer sur le poignet droit (arrachement, fracture), il conviendra de le disposer sur le poignet gauche.
- Dans le cas d'une personne décédée démembrée, le bracelet sera apposé sur la partie du corps portant la tête.
- La mise en œuvre des bracelets des kits SINUS lors d'un évènement impose la tenue de listes intermédiaires permettant le recueil des étiquettes autocollantes (fiches de gestion PRV/PRI/SINUS en dotation dans les VLSM, VPMA et VLCG) et éventuellement l'utilisation conjointe des Fiches Médicales de Tri (FMT)



Risques et contraintes

- L'application d'un bracelet SINUS sur une victime ne doit en aucun cas retarder sa prise en charge secouriste et/ou paramédicale et/ou médicale, notamment la mise en œuvre prioritaire des gestes élémentaires de survie (arrêt des hémorragies, LVAS, position d'attente, couverture iso thermique,).
- Une fois posé, un bracelet SINUS ne doit en aucun cas être retiré de la victime ou coupé, y compris pour effectuer un geste de soin (ex: pose de perfusion sur l'avant-bras).
- Les 10 bracelets sont indissociables de leur anneau d'origine. Il est impératif que le talon de chaque bracelet reste sur l'anneau.



Critères d'efficacité

- Le bracelet SINUS est porté sur le poignet droit de la victime. Il n'est ni trop serré ni trop lâche.



Entretien - Maintenance

- Vérifier régulièrement l'intégrité de l'emballage du kit SINUS. En cas de déchirure ou de perforation, reconditionner le kit dans sa totalité avec la filmeuse thermique du centre de secours.
- Si un ou plusieurs bracelet(s) présente(nt) une détérioration, le kit complet sera échangé par la navette.
- Les bracelets SINUS sont à usage unique.

